

Koppelen paniekknop

Ga nu met uw tablet / laptop of desktop naar <https://webapp.leefsamen.nl/> en log in met uw account.

1. Als deze knop gebruikt wordt ter vervanging van een andere paniekknop verwijder dan eerst de oude paniekknop. Dit kunt u doen door in het menu te gaan naar "Mijn sensoren" en dan bij paniek knop op verwijderen te klikken.
2. Klik in het linker menu op 'Sensor toevoegen' en vervolgens op de groene knop 'Naar nieuwe sensoren zoeken'. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen worden
3. Voeg nu de sensor toe door onderstaande actie op de sensor uit te voeren:

<p>Paniekknop</p> 	<p>Het witte plastic lipje uit de sensor trekken.</p> <p>Paperclip of pinnetje in het gaatje aan de achterkant van de sensor steken.</p>	<p>Kort indrukken tot het rode ledje op de voorkant van de sensor gaat knipperen.</p>
---	--	---

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden sensor.

4. Klik op 'ok'. Het type sensor wordt automatisch getoond. Type bij locatie de naam van de sensor 'paniekknop'.
5. De paniekknop is nu direct klaar om te gebruiken.



Tips

- Het personalarmsysteem is niet water dicht. Pas daarom op met water of het gebruik in erg vochtige ruimtes.
- Het personalarmsysteem is alleen bedoeld voor binnenhuis gebruik. Waarschijnlijk kunt u het personalarmsysteem ook rondom uw huis gebruiken met een straal van maximaal 30 meter van de centrale.
- Test het bereik voor het gebruik eerst goed uit door in uw woning zo ver mogelijk van de centrale af te gaan staan en op de knop te drukken. Kijk in de gebeurtenissen van het menu "overzicht" op de app.altijdthuis.nl om te zien of de centrale een gebeurtenis heeft ontvangen van de paniekknop.

